

Больше чем просто очищение



НОВИНКА

ВСТУПАЙТЕ
В ОНЛАЙН-АКАДЕМИЮ
BAUSCH+LOMB!



BAUSCH + LOMB 170
ЛЕТ

Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г. Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Многофункциональный усиленный раствор ReNu® Advanced



Сочетание трех дезинфектантов и двух поверхностно-активных веществ обеспечивает качественную дезинфекцию и очистку линз, а также способствует комфорту при ношении контактных линз в течение всего дня^{1,2,3,4}.



Тройная система дезинфекции

Единственный раствор с тремя дезинфицирующими компонентами². Уничтожает более 99,9% патогенных микроорганизмов³.



Усиленное очищение

Два поверхностно-активных вещества разрыхляют, мягко очищают и удаляют скопления механических загрязнений и отложений с мягких контактных линз¹.



Способствует комфорту на весь день


Увлажняющий компонент в составе способствует комфортному ношению контактных линз в течение 20 часов^{4,5}.



Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г. Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Усиленное очищение



Разрыхляет скопления механических загрязнений и отложений



Растворяет белковые отложения



Помогает предотвратить образование налёта, вызывающего раздражение, на поверхности линз



Бережно очищает и удаляет загрязнения

Способствует комфорту на весь день



Полоксамер 181 в составе способствует комфортному ношению контактных линз в течение 20 часов^{4,5}.



BAUSCH + LOMB

170
ЛЕТ



Тройная система дезинфекции



Полиаминопропил бигуанид 0,00005 %




Поликватерниум 0,00015 %



Алексидин 0,0002 %

Дезинфекция широкого спектра действия против стандартного набора микроорганизмов ГОСТ Р ИСО / ISO и ряда штаммов, выделенных в клинических условиях

Превосходит требования стандартов ГОСТ Р ИСО / ISO в отношении эффективности дезинфекции



■ RENU® Advanced ■ ГОСТ Р ИСО / ISO

Среднее логарифмическое снижение
(количество уничтоженных микроорганизмов)



Эффективность дезинфекции в отношении штаммов клинических изолятов, включая:

Staphylococcus aureus (MRSA) | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus epidermidis (MRSE) | Candida albicans
| Fusarium solani | A. xylosoxidans | D. acidovorans | S. maltophilia | Serratia marcescens | Aspergillus fumigatus |
Fusarium oxysporum

ReNu® Advanced единственный раствор с тройной системой дезинфекции².

BAUSCH + LOMB



Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г.

Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.


ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ



Тройная система дезинфекции

Дезинфекция при более низкой концентрации действующих веществ


Эффективность дезинфекции



■ S. MARCESCENS ■ P. AERUGINOSA ■ S. AUREUS
■ C. ALBICANS ■ F. SOLANI

Среднее логарифмическое снижение
(количество уничтоженных микроорганизмов)

Концентрация дезинфицирующих веществ



RENU® Advanced

■ Алексидин дигидрохлорид
■ Поликватерниум
■ Полиаминопропил бигуанид

Acuvue® RevitaLens

■ Поликватерниум-1
■ Алексидин

ОПТИ-ФРИ Реплениш

■ Поликват ■ Алдокс

ОПТИ-ФРИ Экспресс

■ Поликват ■ Алдокс

ОПТИ-ФРИ PureMoist

■ Поликват ■ Алдокс

Подтвержденная биосовместимость

	Степень 0 (отсутствие)	Степень 1 (незначительное количество)	Степень 2 (легкая)	Степень 3 (средняя)	Степень 4 (тяжелая)
Инфильтраты роговицы	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Эпителиальный отек	99,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Микрокисты эпителия	99,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Неоваскуляризация роговицы	98,2%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Лимбальная инъекция	94,6%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Бульбарная инъекция	90,9%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Прокрашивание роговицы	79,2%	20,2%	0,7%	0,0%	0,0%
Поражение хряща и конъюнктивы верхнего века	72,3%	26,4%	1,2%	0,1%	0,0%

Многофункциональные растворы ReNu®

Чистота Ваших линз –
комфорт для Ваших глаз!



ReNu® MultiPlus

С заботой о Ваших
чувствительных глазах!



ReNu® MPS

Больше чем просто
очистление



ReNu® ADVANCED

НОВИНКА



Чистый взгляд каждый день.

Очищает, разрыхляет и удаляет скопления
белковых и других отложений и
загрязнений с мягких контактных линз⁶.



Уничтожает патогенные
микроорганизмы на поверхности
линз⁶.



Мягкая формула для
чувствительных глаз.

Разработан для чувствительных глаз,
содержит сниженную концентрацию
консервантов^{7,8}.



Дезинфицирует, очищает,
увлажняет мягкие контактные
линзы.



Тройная система дезинфекции

Единственный раствор с тремя
дезинфектантами². Уничтожает более
99,9% патогенных микроорганизмов³.



Усиленное очищение

Два поверхностно-активных вещества
разрыхляют, мягко очищают и удаляют
скопления механических загрязнений и
отложений с мягких контактных линз.^{1,9}



Способствует комфорту
на весь день

Увлажняющий компонент в составе
способствует комфортному ношению
контактных линз в течение 20 часов.^{4,5}

1. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами. 2. ReNu® Advanced имеет в своём составе три дезинфицирующих компонента по сравнению с другими растворами по данным «Средства ухода за контактными линзами. Каталог 2022». Специальное приложение к журналу «Вестник оптометрии». 3. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2017. Результаты независимого тестирования универсального раствора ReNu® Advanced против 5 видов организмов для дезинфицирующих средств. Исследование основано на стандарте ГОСТ Р ИСО 14729-2010 / ISO 14729:2001 в отношении (P. aeruginosa, S. aureus, S. marcescens, C. albicans, F. solani). 4. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2018. Результаты использования в домашних условиях многофункционального раствора ReNu® Advanced. 5. Материалы внутренних исследований Bausch + Lomb, 2016. Высокорастворяющий сверхточный масс-селективный ионный мониторинг/масс-спектрометрия (HRAMSIMLC/MS) Определение уровня увлажняющего компонента полоксамера 181 в линзах после использования многофункционального раствора ReNu® Advanced. 6. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® MultiPlus. 7. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® MPS. 8. Универсальный раствор ReNu® MPS имеет сниженную концентрацию дезинфектанта (полиаминопропил бигуанида - 0,00005 %) по сравнению с другими растворами на основе полиаминопропил бигуанида по данным «Средства ухода за контактными линзами. Каталог 2022». Специальное приложение к журналу «Вестник оптометрии». 9. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2020. Оценка биосовместимости универсального раствора ReNu® Advanced путем осмотра пациентов с помощью щелевой лампы после трёх месяцев использования.

Раствор универсальный ReNu® MultiPlus 60, 120, 240, 360 мл, принадлежности: контейнер для контактных линз. Медицинское изделие. Рег. Уд. № ФСЗ 2007/00771 от 10.10.2022 г.; Раствор универсальный ReNu® MPS 120, 240, 360 мл, принадлежности: контейнер для контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2007/00771 от 10.10.2022 г.; Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами. Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г.; Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® RevitaLens. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2011/10818 от 28.07.2020 г.; Раствор многофункциональный Опти-Фри Реплениш с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2009/05850 от 28.11.2019 г.; Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist (ПьюрМоист) с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2011/10610 от 31.12.2020 г.; Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри Экспресс с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2009/03920 от 31.12.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ