

BAUSCH+LOMB

ULTRA*

Мягкие контактные линзы ежемесячной замены

Наша передовая технология MoistureSeal®
позволила усовершенствовать основные параметры

163 Dk/t^1

Ultra*
дышащие

0,69 МПа
модуль упругости¹

Ultra*
мягкие

46%
влажесодержание¹

Ultra*
увлажненные



Рег. уд. №РЗН 2016/3720 от 19.02.2016

*ULTRA (англ. яз.) - Ультра (русс. яз.)

1. Г. ДеНавер. Контактные линзы Бауш энд Ломб Ультра с технологией MoistureSeal®. Поднимают свойства и дизайн контактных линз на новый уровень для лучших в классе клинических характеристик. Ревью оф Корнеа & Контакт Лenses 2014.

MoistureSeal® - зарегистрированный товарный знак №536830. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед

Dk/t - кислородная проницаемость линзы, где D - коэффициент диффузии, k - коэффициент растворимости, t - толщина линзы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



НОВИНКА!


**Контактные линзы Bausch+Lomb ULTRA*
с технологией MoistureSeal®**




Оптимальное сочетание характеристик позволяет добиться большего комфорта по сравнению с другими силикон-гидрогелевыми линзами¹

БРЕНД	Dk/t	МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	ВЛАГО-СОДЕРЖАНИЕ	АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Bausch + Lomb ULTRA*	163	0,69	46%	✓
ACUVUE® OASYS®	147	0,72	38%	
AIR OPTIX® AQUA®	138	1,1	33%	
Biofinity®	160	0,8	48%	✓

Технология MoistureSeal® объединяет самые высокие значения кислородной проницаемости и самый низкий модуль упругости среди ведущих силикон-гидрогелевых линз²



Сферические aberrации



Переводите Ваших пациентов на современные продукты! Контактные линзы Bausch+Lomb ULTRA* с технологией MoistureSeal®

Большинство пациентов согласны, что новые контактные линзы Bausch+Lomb ULTRA* обеспечивают больший комфорт по сравнению с другими силикон-гидрогелевыми линзами¹

2 и 3 предпочли Ultra* линзам ACUVUE® OASYS®

3 и 4 предпочли Ultra* линзам AIR OPTIX® AQUA®

6 и 7 предпочли Ultra* линзам Biofinity®

Параметры линзы

Материал	самфилкон А
Технология	MoistureSeal®
Влагосодержание	46%
Dk/t (в центре для -3,00 D)	163
Оптика	асферическая оптика
Базовая кривизна	8,5 мм
Диаметр	14,2 мм
Толщина в центре (для -3,00 D)	0,07 мм
Оптическая сила	от +6,00 до -12,00D
Тонирование	светло-голубое
Режим замены	ежемесячный
Режим ношения	дневной
Рекомендуемый раствор для ухода	Biotrue®

*ULTRA (англ. яз.) - Ультра (русс. яз.)

MoistureSeal® - зарегистрированный товарный знак №536830. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед
Biotrue® - зарегистрированный товарный знак №1013448. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед

1. Стеффен. Клиническое исследование силикон-гидрогелевой контактной линзы из материала самфилкон А. Контакт Ленс Спектрум 2014
2. К. Выглядач и соавт. Разрывая цикл дискомфорта. Контакт Ленс Спектрум 2014.
3. Исследование Bausch+Lomb, США, 2014. Исследование остаточных сферических aberrаций in vitro среди силикон-гидрогелевых линз Бауш энд Ломб Ультра, Биофинити, Акувью Оазис, Эйр Оптикс Аква.

