

BAUSCH+LOMB

ULTRA®

Мягкие контактные линзы ежемесячной замены

**Наша передовая технология MoistureSeal®**  
позволила усовершенствовать основные параметры

**163**  $\text{Dk/t}^1$

**ULTRA\***  
дышащие

**0,69** МПа  
модуль упругости<sup>1</sup>

**ULTRA\***  
мягкие

**46%**  
влагосодержание<sup>1</sup>

**ULTRA\***  
увлажненные



Медицинское изделие. Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)). Рег. Уд. №РЗН 2016/3720 от 17.07.19.

MoistureSeal® - зарегистрированный товарный знак №536830. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед.

$\text{Dk/t}^1$  - кислородная проницаемость линзы, где D - коэффициент диффузии, k - коэффициент растворимости, t - толщина линзы.

1. Г. ДеНайер. Контактные линзы Бауш энд Ломб Ультра с технологией MoistureSeal®. Поднимающая свойства и дизайн контактных линз на новый уровень для лучших в классе клинических характеристик. Ревью оф Корнеа & Контакт Лenses 2014.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

RUS-VSC-ULT-NON-11-2019-2053

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ