

BAUSCH + LOMB

ULTRA®

Мягкие контактные линзы ежемесячной замены

163 $\downarrow$ Dk/t¹

ULTRA®
дышащие

46%
влажностное содержание¹

ULTRA®
увлажненные

0,69 МПа
модуль упругости¹

ULTRA®
мягкие



Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA®. Медицинское изделие Рег. Уд. №РЗН 2016/3720 17.07.2019
MoistureSeal® – зарегистрированный товарный знак №536830. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед
Dk/t – кислородная проницаемость линзы, где D – коэффициент диффузии, k – коэффициент растворимости, t – толщина линзы.
*ULTRA (англ. яз) – Ультра (русс. яз)
1. Г. ДеНабер, Контактные линзы Бауш энд Ломб Ультра с технологией MoistureSeal®, Поднимающая свойства и дизайн контактных линз на новый уровень для лучших в классе клинических характеристик. Ревью оф Корнеа & Контакт Лenses 2014.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

RUS-VSC-ULT-NON-11-2019-2063

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ