



Biotrue® ONEday

Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2012/12952 от 15.05.2020 г.
Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (resolcon A)



BAUSCH + LOMB ULTRA®

Медицинское изделие.
Рег. уд. № РЗН 2016/3720 от 01.04.2020 г.
Линзы контактные мягкие для коррекции зрения Bausch+Lomb ULTRA® (Samfilcon A (samfilcon A))



PureVision® 2

Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2011/09600 от 01.04.2020 г.
Линзы контактные мягкие для коррекции зрения Bausch+Lomb PureVision 2 (balaflcon a)



MCK® Optima® FW Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2011/10493 от 29.03.16 г.



SofLens® 59 Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2011/09103 от 01.04.2020 г.
Линзы контактные мягкие плановой замены SofLens 59 (balafilcon B)



SofLens® daily disposable Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2011/10664 от 02.04.2020 г.
Линзы контактные мягкие однодневные асферические SofLens® Daily Disposable (balafilcon B)



SofLens® Natural Colors Медицинское изделие.
Рег. уд. № ФСЗ 2011/10493 от 29.03.16 г.
Линзы контактные мягкие окрашенные из полиимана SofLens Natural Colors

Материал	Несофилкон А
Технология	HyperGel® (ГиперГель)
Влагосодержание	78%
Dk/t (в центре для -3,00 D)	42
Модуль упругости (МПа)	0,49
Базовая кривизна (мм)	8,6
Диаметр (мм)	14,2
Толщина в центре (мм, для -3,00 D)	0,07
Край	Закругленный
Оптическая сила (дптр)	От +6,00 до -9,00D
Оптическая зона (мм)	9,0
Оптика	Асферическая
Остаточные сферические aberrации	+0,05 мкм (при среднепопуляционном значении +0,18 мкм)
Режим замены	Ежедневный
Режим ношения	Дневной

Материал	Самфилкон А
Технология	MoistureSeal® (МоисчеСил)
Влагосодержание	46%
Dk/t (в центре для -3,00 D)	163
Модуль упругости (МПа)	0,69
Базовая кривизна (мм)	8,5
Диаметр (мм)	14,2
Толщина в центре (мм, для -3,00 D)	0,07
Край	Ультратонкий
Оптическая сила	От +6,00 до -12,00D
Оптическая зона (мм)	9,5
Оптика	Асферическая
Остаточные сферические aberrации	+0,05 мкм (при среднепопуляционном значении +0,18 мкм)
Режим замены	Ежемесячный
Режим ношения	Дневной

Материал	Балафилкон А
Технология	ComfortMoist® (КомфортМоист), Performa™ (Перформа)
Влагосодержание	36%
Dk/t (в центре для -3,00 D)	130
Модуль упругости (МПа)	1,1
Базовая кривизна	8,6
Диаметр	14
Толщина в центре (для -3,00 D)	0,07
Край	Закругленный
Оптическая сила	От +6,00 до -12,00D plano (терапевтические линзы)
Оптическая зона (мм)	9,0
Оптика	Асферическая
Остаточные сферические aberrации	-0,03 мкм (при среднепопуляционном значении +0,15 мкм)
Режим замены	Ежемесячный
Режим ношения	Дневной, гибкий, пролонгированный, непрерывный

Материал	Полииманон А	Хилафилкон Б	Хилафилкон Б	Полииманон А
Технология	-	-	ComfortMoist® (КомфортМоист)	RP4 Technology (РП4 Технология) (точное нанесение пигмента)
Влагосодержание	38,60%	59%	59%	38,60%
Dk/t (в центре для -3,00 D)	24,3	22	24	14,2
Базовая кривизна	8,4 8,7 9,0	8,6	8,6	8,7
Диаметр	14	14,2	14,2	14
Толщина в центре (для -3,00 D)	0,35	0,14	0,09	0,06
Край	Конический	Конический	Конический	Конический
Оптическая сила	От -0,25 до -9,00D	От +6,00 до -9,00D	От +6,00 до -9,00D	От 0 до -6,00D
Оптическая зона (мм)	10,0	8,9	9,0	10,0
Оптика	Сферическая	Сферическая	Асферическая	Сферическая
Режим замены	Ежеквартальный (3 месяца)	Ежемесячный	Ежедневный	Ежемесячный
Режим ношения	Дневной	Дневной	Дневной	Дневной

* Мягкие контактные линзы. ** Однодневные. *** Ультра

Контактные линзы. Справочные таблицы. 2020 г. / Приложение к журналу «Вестник Оптометрии»/ Москва, 2020

Реклама

RUS-VSC-BOD-ULT-01-2021-2781

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ