



МКЛ* Biotrue® ONEday**
Медицинское изделие
Рег. Уд. № ФСЗ 2012/12952 от 31.12.15 г.

| | |
|---|--|
| Материал | Несофилкон А |
| Технология | HyperGel® (ГиперГель) |
| Влагоудержание | 78% |
| Dk/t (в центре для -3,00 D) | 42 |
| Модуль упругости (МПа) | 0,49 |
| Базовая кривизна (мм) | 8,6 |
| Диаметр (мм) | 14,2 |
| Толщина в центре (мм, для -3,00 D) | 0,07 |
| Край | Закругленный |
| Оптическая сила (дптр) | От +6,00 до -9,00D |
| Оптическая зона (мм) | 9,0 |
| Оптика | Асферическая |
| Остаточные сферические aberrации | +0,05 мкм (при среднепопуляционном значении +0,18 мкм) |
| Режим замены | Ежедневный |
| Режим ношения | Дневной |



МКЛ* ULTRA****
Медицинское изделие
Рег. Уд. №ФСЗ 2016/3720 от 19.02.2016 г.

| | |
|---|--|
| Материал | Самфилкон А |
| Технология | MoistureSeal® (МоисчеСил) |
| Влагоудержание | 46% |
| Dk/t (в центре для -3,00 D) | 163 |
| Модуль упругости (МПа) | 0,69 |
| Базовая кривизна (мм) | 8,5 |
| Диаметр (мм) | 14,2 |
| Толщина в центре (мм, для -3,00 D) | 0,07 |
| Край | Ультратонкий |
| Оптическая сила | От +6,00 до -12,00D |
| Оптическая зона (мм) | 9,5 |
| Оптика | Асферическая |
| Остаточные сферические aberrации | +0,05 мкм (при среднепопуляционном значении +0,18 мкм) |
| Режим замены | Ежемесячный |
| Режим ношения | Дневной |



МКЛ* PureVision® 2
Медицинское изделие
Рег. Уд. № ФСЗ 2011/09460 от 11.01.16 г.

| | |
|---|--|
| Материал | Балафилкон А |
| Технология | ComfortMoist® (КомфортМоист), Performa™ (Перформа) |
| Влагоудержание | 36% |
| Dk/t (в центре для -3,00 D) | 130 |
| Модуль упругости (МПа) | 1,1 |
| Базовая кривизна | 8,6 |
| Диаметр | 14 |
| Толщина в центре (для -3,00 D) | 0,07 |
| Край | Закругленный |
| Оптическая сила | От +6,00 до -12,00D plano (терапевтические линзы) |
| Оптическая зона (мм) | 9,0 |
| Оптика | Асферическая |
| Остаточные сферические aberrации | -0,03 мкм (при среднепопуляционном значении +0,15 мкм) |
| Режим замены | Ежемесячный |
| Режим ношения | Дневной, гибкий, пролонгированный, непрерывный |



МКЛ* Optima® FW
Медицинское изделие
Рег. Уд. №ФСЗ 2011/10493 от 29.03.16 г.



МКЛ* SoftLens® 59
Медицинское изделие
Рег. Уд. №ФСЗ 2011/09103 от 19.04.2017 г.



МКЛ* SoftLens® daily disposable
Медицинское изделие
Рег. Уд. №ФСЗ 2011/0664 от 31.12.15 г.



МКЛ* SoftLens® natural colors
Медицинское изделие
Рег. Уд. №ФСЗ 2011/10493 от 29.03.16 г.

| Материал | Полимакон А | Хилафилкон Б | Хилафилкон Б | Полимакон А |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Технология | - | - | ComfortMoist® (КомфортМоист) | RP4 Technology (RP4 Технология) (точечное нанесение пигмента) |
| Влагоудержание | 38,60% | 59% | 59% | 38,60% |
| Dk/t (в центре для -3,00 D) | 24,3 | 22 | 24 | 14,2 |
| Базовая кривизна | 8,4 8,7 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Диаметр | 14 | 14,2 | 14,2 | 14 |
| Толщина в центре (для -3,00 D) | 0,35 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| Край | Конический | Конический | Конический | Конический |
| Оптическая сила | От -0,25 до -9,00D | От +6,00 до -9,00D | От +6,00 до -9,00D | От 0 до -6,00D |
| Оптическая зона (мм) | 10,0 | 8,9 | 10,0 | 10,0 |
| Оптика | Сферическая | Сферическая | Асферическая | Сферическая |
| Режим замены | Ежедневный (3 месяца) | Ежемесячный | Ежедневный | Ежемесячный |
| Режим ношения | Дневной | Дневной | Дневной | Дневной |

* Мягкие контактные линзы. ** Однодневные. *** Ультра

Контактные линзы. Справочные таблицы. 2017 г. // Приложение к журналу «Вестник Оптометрии» / Москва, 2017

Реклама RUS-VSC-BIO-REN-12-2017-934

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ