

BAUSCH+LOMB

ULTRA[®]

Мягкие контактные линзы ежемесячной замены

Наша передовая технология MoistureSeal[®]
позволила усовершенствовать основные параметры

163 Dk/t

ULTRA*
дышащие

0,69 МПа
модуль упругости¹

ULTRA*
мягкие

46%
влагосодержание¹

ULTRA*
увлажненные



Медицинское изделие. Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA[®] (самфилкон А (samfilcon A)). Рег. Уд. №РЗН 2016/3720 от 17.07.19.
MoistureSeal[®] - зарегистрированный товарный знак №536830. Правообладатель: Бауш энд Ломб Инкорпорейтед.
Dk/t - кислородная проницаемость линзы, где D - коэффициент диффузии, k - коэффициент растворимости, t - толщина линзы.
1. Г. ДеНаёер. Контактные линзы Бауш энд Ломб Ультра с технологией MoistureSeal[®]. Поднимающая свойства и дизайн контактных линз
на новый уровень для лучших в классе клинических характеристик. Ревью оф Корнеа & Контакт Ленсес 2014.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

RUS-VSC-ULT-NON-11-2019-2053

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ